



実際の冠動脈CTの画像です。

80ccの造影剤を用いて約13秒間息止めをしてもらって撮影しました。
得られたデータをコンピュータ処理し、立体的に表示した画像です。
いろんな角度から血管の観察が容易に行えます。
これは正常な冠動脈の症例です。

左冠動脈（回旋枝）





左冠動脈（左前下行枝）



右冠動脈




下の画像は、右冠動脈に高度狭窄（▶の部位）が認められた症例です。



かんどうみゃく

冠動脈CTってなあに？



Q.何の検査？

Q.どんなふうにするの？

Q.検査時間は？

Q.費用は？

